



プロキシデント 予防歯科商品 カタログ




PROXIDENT TOOTH-BRUSH

プロキシデント歯ブラシ

#720 スリムヘッド ショートタフト

◆毛丈が短く咬合面への到達性にすぐれ、歯肉辺縁部などのプラークコントロールが合理的です。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#721 スリムヘッド レギュラータフト

◆スリムなヘッド、標準的な毛丈サイズ、ミディアムの硬さの最も一般的な成人用歯ブラシです。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品(指導用歯ブラシ)#1721Pと同規格




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#733 スリムヘッド ミディアムソフト

◆ブラッシングによる歯肉への負担を軽減したいときや、歯冠長が比較的に長い場合に最適です。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品(指導用歯ブラシ)#1733Pと同規格




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#777 スリムヘッド エクストラソフト

◆初期の歯肉炎および部分的な炎症、歯肉に傷ができていたり変形しているときや歯が磨耗して歯根が露出して冷たいモノや温かいモノがしみるなど时使用します。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品(指導用歯ブラシ)#1777Pと同規格




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル

価格(税込) ¥308/本(キャップ付)

#007 スリムヘッド スーパーエクストラソフト

◆重度の歯槽膿漏で出血しやすい場合や、外科的処置後のプラークコントロールに最適です。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品(指導用歯ブラシ)#1007Pと同規格




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル

価格(税込) ¥308/本(キャップ付)

★ 歯ブラシの写真およびハンドルカラーの色は、実物と多少違います。
また、テーパーラウンド加工・ラウンド加工の写真はイメージです。ご了承ください。

●プロキシデント歯ブラシは、ヘッドサイズや毛丈、かたさ、植毛などの種類であらゆる口腔条件に合ったブラッシングを可能にしました。

#610 コンパクトヘッド ショートタフト ◆歯牙形態の豊隆が比較的小さい場合や、開口傷害のある場合
また嘔吐反射の強いときなどに使用します。




やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#611 コンパクトヘッド レギュラータフト ◆コンパクトなヘッドが、口腔内での操作性を高め、
ブラークコントロールがより確実になります。




やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#622 コンパクトヘッド ミディアムソフト ◆歯牙形態の豊隆が比較的小さい場合や付着歯肉の厚みが少ない場合などに
タフトのしなりが適度にパワーをコントロールします。




やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格(税込) ¥275/本(キャップ付)

#666 コンパクトヘッド エクストラソフト ◆初期の歯肉炎および部分的な炎症、歯肉に傷ができていたり変形しているときや
歯が磨耗して歯根が露出して冷たいモノや温かいモノがしみるときに使用します。




やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル

価格(税込) ¥308/本(キャップ付)

#006 コンパクトヘッド スーパー エクストラソフト ◆重度の歯槽膿漏で出血しやすい場合や、外科的処置後のブラークコントロールに最適です。



やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル

価格(税込) ¥308/本(キャップ付)

MEMO


歯ブラシの毛の硬さ

やわらかめ	ふつう	かため

歯ブラシの硬さは毛の太さだけでなく、毛の長さも関係します。基準表示の3段階ではとてもその歯ブラシのもつ特長は表しきれません。プロキシデント歯ブラシは硬さの基準を6段階に分けて表示しました。歯ブラシを選ぶときの参考にしてください。

#231 モア・コンパクト More Compact

◆ #600 シリーズより更にコンパクトなヘッドで、口腔内での毛先到達部分を把握しながらブラッシングが可能に。また小学生低学年から使用できます。



やわらかめ	ふつう	かため




歯科専売品（指導用歯ブラシ）#1231Pと同規格

ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格（税込） ¥275/本（キャップ付）

#511 ジュニア（混合歯列期に）

◆混合歯列期に最適の歯ブラシです。



やわらかめ	ふつう	かため




歯科専売品（指導用歯ブラシ）#1511Pと同規格

ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格（税込） ¥264/本（キャップ付）

#510 チャイルド

◆乳歯の萌出期から混合歯列期に入った頃までのブラッシングに最適です。



やわらかめ	ふつう	かため




歯科専売品（指導用歯ブラシ）#1510Pと同規格

ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー

価格（税込） ¥264/本（キャップ付）

#119 ビー・ソフト P-SOFT

◆知覚過敏歯や歯肉に炎症があるとき、複雑な形態の補綴物がある場合やインプラントなどの術後のブラークコントロールが慎重かつ重要な時期に適します。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品（指導用歯ブラシ）#1119Pと同規格

ハンドルカラー ○ホワイトのみ


価格（税込） ¥275/本（キャップ付）

二段植毛歯ブラシ

#117 ビー・テーパー P-Taper

大人の仕上げ磨き

◆コンパクトなヘッドと毛丈の長いテーパー加工毛を使用することで歯周ポケットや歯間の細部まで毛先が届き、従来の歯ブラシにはなかった使用感が味わえ、就寝前のブラッシングに効果的です。



やわらかめ	ふつう	かため



歯科専売品（指導用歯ブラシ）#1117Pと同規格

ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル

価格（税込） ¥308/本（キャップ付）

歯と歯の間のできるムシ歯を予防するには歯ブラシだけでは不十分です。
糸巻きフロスの苦手な方に操作の簡単な 4タイプを用意しました。

子どものために作られた

Flossちゃん #100

- 子どもが遊んでも危険の少ないように尖った部分を無くし可愛いキャラクターでカバーしました。
- ホルダーは乳歯に合う小さなサイズです。
- 少しやわらかめの素材なのでネックの部分を曲げて使うことができ、臼歯部の清掃もラクラク届きます。



●ネックが曲がる
曲げ伸ばしは数回程度で、
過度に曲げたりはしないでください。



価格(税込) ¥308/袋(20本入)

#300 Mr.Floss

大人のエチケット

- ピックも付いた



価格(税込) ¥275/袋(20本入)

#320 Floss-man

●ネックが曲がる
曲げ伸ばしは数回程度で、
過度に曲げたりは
しないでください。



価格(税込) ¥275/袋(20本入)

#330 Dual Floss

2本のフロスで
清掃力アップ!



価格(税込) ¥308/袋(20本入)

Dental Floss デンタルフロス

フロッシングは歯垢を除去するための一つの方法で、ブラッシングだけでは完全に除去することのできない歯間部や歯肉溝の歯垢清掃を効果的に行うことができます。
正常な歯列の場合、歯間部の歯垢約80%除去できると言われています。

#50F アンワックス Unwaxed (50メートル)

サラッとした感触のアンワックスフロス。
しっかりと張りのあるタイプでフロッシングの
充実感が味わえます。



価格(税込) ¥528/個

#150F ミントワックス Mint Waxed (50メートル)

ほど良いミントの香りのワックス付フロス。
すべりが良く補綴物の多い口腔内にも安心して
使用できます。



価格(税込) ¥528/個

#240F ミントワックス Mint Waxed (40メートル)

ミントの香りのワックス付きフロス。
幅が広くテープ状のため、コンタクトに余裕の
ある場合には使用しやすいタイプです。



価格(税込) ¥528/個

Fix-One フィックス・ワン

価格(税込) ¥198/本 (セロハン袋入り)

通常の歯ブラシでは毛先の当たりにくい部位や最後臼歯の遠心部、矯正装置の周辺部など、また乳幼児のブラッシングにも使用できます。


#001 medium

ハンドルカラー = ホワイト




#002 soft

ハンドルカラー = ピンク



自由に曲がるネック



最後臼歯の遠心部も無理なく磨けます。



Interdental Brush

インターデンタルブラシ

強化ワイヤーの採用で折れにくく、曲がりにくくなり、L字型ネックは奥歯の間も楽にお手入れできます。キャップ付で携帯にも便利です。

#110 SSS (イエロー)
通過径 = 0.8 mm

#101 SS (レッド)
通過径 = 1.0 mm

#102 S (グリーン)
通過径 = 1.2 mm

#103 M (ブルー)
通過径 = 1.5 mm

価格(税込) ¥110/本

1本ずつセロハン袋入り(キャップ付)




キャップ付

FLOSS HOLDER フロスホルダー 臼歯部のフロッシングが苦手な方に。

#402

価格(税込) ¥308/個



1. フロスを 30 ~ 40cm 切り取ります。
2. フロスの片方をボタン部分①に2・3回巻きつけます。
3. フロスを左②右③の先端にかけ、しっかり張ってからボタン部分に再度巻きつけて固定します。
4. 1回使用毎にフロスを張り替えてください。
5. フロスホルダーは使用後水洗いして乾燥状態で保管してください。

株式会社 プロデント

〒535-0021 大阪市旭区清水4-13-6
TEL.(06)6957-1000 FAX.(06)6957-1050

<http://www.prodent.jp>

R051100