

 PROXIDENT

プロキシデント 予防歯科商品 カタログ




健康に

Smile



#720 スリムヘッド ショートタフト

◆毛丈が短く咬合面への到達性にすぐれ、歯肉辺縁部などのプラークコントロールが合理的です。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー



(キャップ付き)

#721 スリムヘッド レギュラータフト

◆スリムなヘッド、標準的な毛丈サイズ、ミディアムの硬さの最も一般的な成人用歯ブラシです。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー



(キャップ付き)

#733 スリムヘッド ミディアムソフト

◆ブラッシングによる歯肉への負担を軽減したいときや、歯冠長が比較的に長い場合に最適です。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー



(キャップ付き)

#777 スリムヘッド エクストラソフト

◆初期の歯肉炎および部分的な炎症、歯肉に傷ができていたり変形しているときや歯が磨耗して歯根が露出して冷たいモノや温かいモノがしみる時などに使用します。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● パープル



(キャップ付き)

#007 スリムヘッド スーパーエクストラソフト

◆重度の歯槽膿漏で出血しやすい場合や、外科的処置後のプラークコントロールに最適です。



やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● パープル



(キャップ付き)

MEMO


歯ブラシの毛の硬さ

やわらかめ	ふつう	かため



歯ブラシの硬さは毛の太さだけでなく、毛の長さも関係します。基準表示の3段階ではとてもその歯ブラシのもつ特長は表しきれません。プロキシデント歯ブラシは硬さの基準を6段階に分け表示しました。歯ブラシを選ぶときの参考にしてください。

●プロキシデント歯ブラシは、ヘッドサイズや毛丈、かたさ、植毛などの種類であらゆる口腔条件に合ったブラッシングを可能にしました。

#610 コンパクトヘッド ショートタフト ◆歯牙形態の豊隆が比較的小さい場合や、開口傷害のある場合
また嘔吐反射の強いときなどに使用します。



やわらかめ	ふいつう	かため

ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー (キャップ付き)

#611 コンパクトヘッド レギュラータフト ◆コンパクトなヘッドが、口腔内での操作性を高め、
ブラークコントロールがより確実になります。



やわらかめ	ふいつう	かため




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー (キャップ付き)

#622 コンパクトヘッド ミディアムソフト ◆歯牙形態の豊隆が比較的小さい場合や付着歯肉の厚みが少ない場合などに
タフトのしなりが適度にパワーをコントロールします。



やわらかめ	ふいつう	かため




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●ブルー (キャップ付き)

#666 コンパクトヘッド エクストラソフト ◆初期の歯肉炎および部分的な炎症、歯肉に傷ができていたり変形しているときや 歯が磨耗して
歯根が露出して冷たいモノや温かいモノがしみるときなどに使用します。



やわらかめ	ふいつう	かため




ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル (キャップ付き)

#006 コンパクトヘッド スーパーエクストラソフト

◆重度の歯槽膿漏で出血しやすい場合や、外科的処置後のブラークコントロールに最適です。



やわらかめ	ふいつう	かため





ハンドルカラー ●ピンク ●イエロー ●グリーン ●パープル (キャップ付き)

★ 歯ブラシの写真およびハンドルカラーの色は、実物と多少違います。
また、テーパーラウンド加工・ラウンド加工の写真はイメージです。ご了承ください。

#231 モア・コンパクト *More Compact*

◆ #600 シリーズより更にコンパクトなヘッドで、口腔内での毛先到達部分を把握しながらブラッシングが可能に。また小学生低学年から使用できます。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#511 ジュニア (混合歯列期に)

◆ 混合歯列期に最適の歯ブラシです。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#510 チャイルド

◆ 乳歯の萌出期から混合歯列期に入った頃までのブラッシングに最適です。



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#119 ピー・ソフト *P-SOFT*

◆ 知覚過敏歯や歯肉に炎症があるとき、複雑な形態の補綴物がある場合やインプラントなどの術後のプラークコントロールが慎重かつ重要な時期に適します。



やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ○ ホワイトのみ


(キャップ付き)

二段植毛歯ブラシ

#117 ピー・テーパー *P-Taper*

大人の仕上げ磨き

◆ コンパクトなヘッドと毛丈の長いテーパー加工毛を使用することで歯周ポケットや歯間の細部まで毛先が届き、従来の歯ブラシにはなかった使用感が味わえ、就寝前のブラッシングに効果的です。



やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● パープル

(キャップ付き)



Fix-One フィックス・ワン

(ゼロハン袋入り)


通常の歯ブラシでは毛先の当たりにくい部位や最後臼歯の遠心部、矯正装置の周辺部など、また乳幼児のブラッシングにも使用できます。

#001 medium

ハンドルカラー = ホワイト



自由に曲がるネック



#002 soft

ハンドルカラー = ピンク



最後臼歯の遠心部も無理なく磨けます。

Interdental Brush

インターデンタルブラシ

強化ワイヤーの採用で折れにくく、曲がりにくくなり、L字型ネックは奥歯の間も楽にお手入れできます。キャップ付で携帯にも便利です。

#110 SSS (イエロー)
通過径 = 0,8 mm

#101 SS (レッド)
通過径 = 1,0 mm

#102 S (グリーン)
通過径 = 1,2 mm

#103 M (ブルー)
通過径 = 1,5 mm




キャップ付

1本ずつゼロハン袋入り (キャップ付)

FLOSS HOLDER フロスホルダー 臼歯部のフロッシングが苦手な方に。

#402




1. フロスを 30 ~ 40cm 切り取ります。
2. フロスの片方をボタン部分①に 2・3 回巻きつけます。
3. フロスを左②右③の先端にかけ、しっかり張ってからボタン部分に再度巻きつけて固定します。
4. 1 回使用毎にフロスを張り替えてください。
5. フロスホルダーは使用後水洗いして乾燥状態で保管してください。

〈歯科医院専売品〉 ◆毛の硬さをミディアムからスーパーエクストラソフトまで取り揃え、あらゆる患者さんに対応します。
 ◆医院でのブラッシング指導に使用しやすいように1本づつゼロハン袋にしています。
 医院・患者さんとも負担の少ないように低価格で提供しています。

患者さん 指導用歯ブラシ

#1721P スリムヘッド ミディアム (100本単位)

[#721 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー 《透明》 ● ピンク ● オレンジ ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1733P スリムヘッド ミディアムソフト (100本単位)

[#733 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー 《透明》 ● ピンク ● オレンジ ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1777P スリムヘッド エクストラソフト (50本単位)

[#777 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ○ ホワイトのみ

(キャップ付き)

#1007P スリムヘッド スーパーエクストラソフト (50本単位)

[#007 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ○ ホワイトのみ

(キャップ付き)

#1611P コンパクトヘッド ミディアム (100本単位)

[#611 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー 《透明》 ● ピンク ● オレンジ ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1622P コンパクトヘッド ミディアムソフト (100本単位)

[#622 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー 《透明》 ● ピンク ● オレンジ ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1666P コンパクトヘッド エクストラソフト (100本単位)

[#666 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ○ ホワイト ● ブルー

(キャップ付き)

#1006P コンパクトヘッド スーパーエクストラソフト (50本単位)

[#006 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ○ ホワイトのみ

(キャップ付き)

#1119P ソフト (50本単位)

[#119 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ○ ホワイトのみ

(キャップ付き)

#1231P コンパクト (100本単位)

[#231 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1511P スモールヘッド (100本単位)

[#511 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

#1510P チャイルド (各色 50本単位)

[#510 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため




ハンドルカラー ● ピンク ● ブルー

(キャップ付き)

#1117P テーパーF・P (100本単位)

[#117 と同規格]



やわらかめ	ふつう	かため



ハンドルカラー 《透明》 ● ピンク ● オレンジ ● イエロー ● グリーン ● ブルー

(キャップ付き)

歯間清掃の必需品!

歯と歯の間のできるムシ歯を予防するには歯ブラシだけでは不十分です。フロッシングのモチベーションや、糸巻きフロスの苦手な方に操作の簡単な4タイプを用意しました。

子どものために作られた

Flossちゃん

#100

- 子どもが遊んでも危険の少ないように尖った部分を無くし可愛いキャラクターでカバーしました。
- ホルダーは乳歯に合う小さめのサイズです。
- 少しやわらかめの素材なのでネックの部分を曲げて使うことができ、臼歯部の清掃もラクラク届きます。



ネックが曲がる

曲げ伸ばしは数回程度で、過度に曲げたりはしないでください。



(20本入)

Mr.Floss

#300

大人のエチケット

●ピックも付いた




(20本入)

Floss-man

#320

ネックが曲がる



曲げ伸ばしは数回程度で、過度に曲げたりはしないでください。



(20本入)

Dual Floss

#330

2本のフロスで

清掃力アップ!



(20本入)

指導用パッケージ



Flossちゃん
#100P

ブルー/ピンク
各250本 500本箱入

Mr.Floss
#300P

250本箱入

Floss-man
#320P

250本箱入

Dual Floss
#330P

250本箱入

● 集団指導や院内指導に使いやすいように1本づつゼロハン袋に入っています。

Dental Floss デンタルフロス

フロッシングは歯垢を除去するための一つの方法で、ブラッシングだけでは完全に除去することのできない歯間部や歯肉溝の歯垢清掃を効果的に行うことができます。正常な歯列の場合、歯間部の歯垢約80%除去することができると言われています。

#50F アンワックス

Unwaxed (50メートル)

サラッとした感触のアンワックスフロス。しっかりと張りのあるタイプでフロッシングの充実感が味わえます。



#150F ミントワックス

Mint Waxed (50メートル)

ほど良いミントの香りのワックス付フロス。すべりが良く補綴物の多い口腔内にも安心して使用できます。



#240F ミントワックス

Mint Waxed (40メートル)

ミントの香りのワックス付きフロス。幅が広くテープ状のため、コンタクトに余裕のある場合には使用しやすいタイプです。



プロキシデント歯ブラシ ネーム入れのご案内

医院のイメージアップに、患者さんとのコミュニケーションに最適です。



●納期がはやい! ●費用が安い!

◆ 歯ブラシのハンドルに貴院名やメッセージなどをホットスタンプで刻印します。ご希望の方は下記詳細を確認の上、次ページ「ネーム入れ申込書」にてご注文ください。

■ 書体例


角ゴシック体	プロキシデント歯科 ☎ 000-1000
丸ゴシック体	プロキシデント歯科 ☎ 000-1000
明朝体	プロキシデント歯科 ☎ 000-1000
オリジナル	 プロキシデント歯科 ☎ 000-1000

◆ オリジナルご希望の方は、マーク・ロゴタイプなどハッキリした原稿を添えてください。デザインによって刻印が出来ない場合があります。入稿後ご確認ください。(FAX 不可)

■ 文字入内容 文字数は原則として18文字以内とします。18文字を超える場合は当社にご相談ください。可能な限り対応いたします。

■ 文字入れ範囲

★ 刻印の文字色はシルバーです。



■ ご注文単位と文字入れ価格

レギュラーパッケージ歯ブラシの場合

お申し込み単位：6 ダース以上 (各品番ダース単位)
名入れ代：初回版代 = **無料**
刻印手数料 = **無料**

● ハンドルの色指定は 1 ダース単位です。

指導用歯ブラシの場合

お申し込み単位：100 本 (各品番)
名入れ代：初回版代 = 3,000円
刻印手数料 = 5円 (1本に付き)

● ハンドルの色指定は 100 本単位です。

■ 期間 弊社受付から約2週間で出荷いたします。



■ お申込みは取引歯科商店もしくは当社まで。

当社に直接お申し込みの場合は **FAX 06-6957-1050**



<http://www.prodent.jp>

株式会社 プロデント

〒535-0021 大阪市旭区清水4-13-6
TEL.(06)6957-1000 FAX.(06)6957-1050
Eメール : prodent @ mti. biglobe. ne. jp